

AR-004 Podpórka 3-kołowa z torbą+koszyk

Cena: 357,92 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	Armedical
Rejestracja	

Opis produktu

Informacje o produkcie:

rama stalowa, składana, lakierowana metodą proszkową
stabilna i wytrzymała konstrukcja

z regulacją wysokości rączek

ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty

koła przednie bezobrotowe – 8" (20 cm)

standardowe wyposażenie:

hamulec z systemem postojowego blokowania

torba na zakupy zamykana na suwak

zdejmowany koszyk z pokrywką

Parametry techniczne

wysokość min.: 82 cm

wysokość max.: 98 cm

waga: 8,3 kg

maksymalne obciążenie: 110 kg

Dostępny kolor: GRANATOWY