

## AR-008 Balkonik aluminiowy MIEDŹ+kółka

Cena: 192,93 zł

### Opis słownikowy

Producent Armedical

Rejestracja



### Opis produktu

- \*rama aluminiowa, wzmocniona
- \*składany za pomocą jednego przycisku
- \*stabilna i wytrzymała konstrukcja z regulacją wysokości
- \*ergonomiczne uchwyty
- \*kółka przednie 5" (12 cm) + dodatkowe nóżki do funkcji krocząco-stałej

#### Parametry techniczne:

szerokość: 50 cm

wysokość min.: 70 cm

wysokość max.: 83 cm

waga: 2,3 kg

maksymalne obciążenie: 136 kg