

## AR-008 Balkonik aluminiowy SREBRNY+kółka

Cena: 154,34 zł



### Opis słownikowy

Producent Armedical

Rejestracja

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie:

- \*rama aluminiowa, wzmocniona
- \*składany za pomocą jednego przycisku
- \*stabilna i wytrzymała konstrukcja z regulacją wysokości
- \*ergonomiczne uchwyty
- \*koła przednie 5" (12 cm) + dodatkowe nóżki do funkcji krocząco-stałej

#### Parametry techniczne:

szerokość: 50 cm  
wysokość min.: 70 cm  
wysokość max.: 83 cm  
waga: 2,3 kg  
maksymalne obciążenie: 136 kg