

## AR-013 Laska aluminiowa Czarna



Cena: 33,26 zł

### Opis słownikowy

Producent Armedical

Rejestracja

### Opis produktu

Parametry techniczne:  
wytrzymałe rurki aluminiowe  
wygodny, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt  
uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)  
dodatkowy „sznurek” do podtrzymania  
wysokiej jakości miękka nasadka gumowa  
skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm  
zakres regulacji: od 71,0 do 94,0 cm  
waga: 0,30 kg  
maksymalne obciążenie: 100 kg  
Dostępne kolory: CZARNY  
Nasadka gumowa: nr kat. AR-011 (dostępne kolory: czarny, szary, brązowy)