

## AR-024 Kula łokciowa z ruchomą obejmą



Cena: 49,00 zł

### Opis słownikowy

Producent Armedical

Rejestracja

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie:

podwójna regulacja wysokości  
wysokość kuli (część dolna)  
wysokość przedramienia (część górna)  
komfortowa uchylna obejmą  
obejma zapobiegająca upuszczeniu kuli

#### Parametry techniczne:

wytrzymałe rurki aluminiowe  
profilowany uchwyt  
mocna uchylna obejmą  
wysokiej jakości miękka nasadka gumowa  
skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm  
zakres regulacji podstawy: 67 cm - 111 cm  
zakres regulacji przedramienia: 18 cm - 23 cm  
całkowita wysokość: 87 cm - 136 cm  
waga: 0,55 kg  
maksymalne obciążenie: 120 kg