

# AR SP-226 Stabilizator nadgarstka/kciuka M

Cena: 56,68 zł



## Opis słownikowy

Producent Armedical

Rejestracja

## Opis produktu

SP-226 Elastyczny, neoprenowy stabilizator nadgarstka ze wzmocnieniem kciuka.  
Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPRENE.

Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji nadgarstka, śródreczę oraz kciuka.  
Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból  
Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zeszywnieniu nadgarstka, łagodzi skutki urazów i zwyrodnień, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki zastosowaniu dodatkowego dopinania rzepem, stabilizator pozostaje zawsze na właściwej pozycji.

System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar:  
(mierzyć: obwód wokół nadgarstka):

S 14,0 ÷ 15,8 cm

M 16,1 ÷ 18,0 cm /w ofercie /

L 18,3 ÷ 20,3 cm

XL 20,6 ÷ 22,8 cm