

AR Wózek Inwalidzki ERGONOMIC 46cm



Cena: 1 409,06 zł

Opis słownikowy

Producent Armedical

Rejestracja

Opis produktu

Informacje o produkcie:

- *nowoczesny design
- *składana, ultra-lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- *składane oparcie
- *miękkie, antybakteryjne, zdejmowane, zmywalne siedzisko i oparcie
- *dodatkowa miękka, oddychająca tapicerka siatkowa Mesh zapinana na rzepy – w standardzie
- *uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- *podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- *podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
- *uchylne i odpinane podłokietniki
- *pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- *koła przednie bezobsługowe z regulacją wysokości
- *koła tylne bezobsługowe – szybkozłączki (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- *aluminiowe ciągi
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- *hamulec dla opiekuna z funkcją blokady postojowej
- *hamulec dla pacjenta z regulacją docisku
- stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- *ergonomiczne ręczki dla opiekuna
- *elementy odblaskowe w kołach tylnych
- *pompka w zestawie (dot. koła pompowane)
- *koła anty-wywrotne z regulacją wychyłu (opcjonalnie)
- *kolor ramy: srebrny metalic

Parametry techniczne:

- maksymalne obciążenie: 130kg
- szerokość siedziska: 46cm,
- waga średnia bez akcesori: 13kg
- koła przednie: bezobsługowe pełne: 18x 5cm (7" x 2")
- koła tylne: pełne lub pneumatyczne: 61 x 2,5cm (24"x1")

podłokietniki: uchylne, odpinane, materiał PU
podnóżki: zdejmowane, odchylane
oparcie: Składane
wymiary zewnętrzne całkowite: 107x68x92cm