

## AR Wózek Inwalidzki PERFECT 46cm

Cena: 1 089,73 zł



### Opis słownikowy

Producent Armedical

Rejestracja

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie:

- \*nowoczesny design
- \*składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- \*miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie (torba/kieszka na oparciu)
- \*dodatkowa miękka, oddychająca tapicerka siatkowa Mesh zapinana na rzepy (oddzielnie siedzisko i oparcie)
- \*pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- \*uchylne podłokietniki
- \*kółka anty-wywrotne z szybkim montażem
- \*hamulec dla opiekuna z funkcją postojową
- \*hamulec dla pacjenta
- \*uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- \*podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- \*podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
- \*koła przednie bezobsługowe
- \*koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkoszłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- \*elementy odblaskowe w tylnych kołach

#### Parametry techniczne:

Maksymalne obciążenie: 130kg  
Szerokość siedziska: 46cm,  
Waga całkowita (średnia): 16kg  
Koła przednie: 20x5cm (8"x 2")  
Koła tylne: pełne : 61x2,5cm (24"x1")  
Podłokietniki: uchylne, profilowane, materiał PU  
Podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości  
Wymiary zewnętrzne całkowite: 104x60-69x96-103cm