

AR Wózek Inwalidzki stalowy ELEGANT 46cm



Cena: 757,09 zł

Opis słownikowy

Producent Armedical

Rejestracja

Opis produktu

Informacje o produkcie:

- *nowoczesny design, atrakcyjny wygląd
- *składana, lekka stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- *miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie z kieszenią
- *dodatkowa miękka, oddychająca tapicerka siatkowa Mesh zapinana na rzepy
- *uchylne podłokietniki
- *uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- *podnóżki wyposażone w dodatkowe pasy podtrzymujące stopy
- *ergonomiczne uchwyty dla opiekuna
- *stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- *hamulec dla pacjenta
- *koła przednie bezobsługowe
- *koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkozłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- *kolor ramy: Srebrny metalic

Parametry techniczne:

- maksymalne obciążenie: 120 kg
- szerokość siedziska: 46cm (18”),
- waga całkowita (średnia): 18 kg
- koła przednie: 20 x 5 cm (8” x 2”)
- koła tylne: pełne: wymiary: 24” x 1”
- podłokietniki: uchylne, materiał Nylon
- podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
- wymiary zewnętrzne całkowite: 111x60-69x94cm