

## DMSO 250ml



Cena: 40,41 zł

### Opis słownikowy

Producent Soul-Farm

Rejestracja

### Opis produktu

Ważne: Substancja zachowuje różne stany skupienia w zależności od temperatury. W temperaturze poniżej +19 stopni celsjusza ma postać skryształizowaną, powyżej tej temperatury jest cieczą. Przechodzenie z jednego stanu skupienia w drugi może być powtarzane i nie wpływa na jakość produktu. Podgrzewane w rękach lub pozostawione w temperaturze pokojowej wraca do płynnej formy.

Nazwa substancji: DIMETYLOSULFOTLENEK (DMSO)

Wzór chemiczny: C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>OS

Gatunek: CDA (czysty do analizy)

Zawartość głównego składnika: 99,5%

KRAJ PRODUKCJI: Polska

OBJĘTOŚĆ NETTO: 500ml

Uwagi: DMSO ulega krystalizacji i tężeniu w temperaturze poniżej 19°C, powyżej tej temperatury zmienia stan na ciekły. Zmiany stanu skupienia nie mają wpływu na jakość produktu. Wyprodukowano dla: Soul-Farm Maciej Foszcz